



## ПОДГОТОВКА К ИССЛЕДОВАНИЮ СЦИНТИГРАФИЯ ПАРАЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ

- Специальной подготовки не требуется.  
Рекомендуется иметь при себе заключение УЗИ шеи, результаты анализов крови на паратиреоидный гормон, общий и ионизированный кальций.
- Используемый препарат:  $^{99m}\text{Tc}$ -Технетрил (МИБИ).
- Способ выполнения исследования.  
Пациенту внутривенно вводится радиофармпрепарат. Исследование проводится на гамма- камере через 15 минут и 3 часа после введения препарата, в передней проекции, в положении лежа на спине с запрокинутой назад головой с валиком под шейей.
- Время исследования. Общее время выполнения диагностической процедуры с момента введения радиофармпрепарата до получения окончательных изображений составляет около 3-х часов. Время обработки результатов составляет 30-40 минут.
- Дополнительные возможности:  
В сложных диагностических случаях по желанию пациента исследование дополняется Однофотонной Эмиссионной Компьютерной Томографией в сочетании с компьютерной томографией (ОФЭКТ/КТ).